

## Notes

L'application CALBIOEN peut être installée dans n'importe quel répertoire (dossier) sur votre disque C. Les bibliothèques msvc120.dll et msvcr120.dll doivent être dans le même dossier. Le fichier exécutable et les 2 bibliothèques doivent être décompressés du fichier CALBION.zip.

Le fichier Guide\_Usager\_CALBIOEN.pdf contient les explications détaillées sur le fonctionnement de CALBIOEN.

The application ENBIOCAL can be installed in any folder on your C: drive. However, the libraries msvc120.dll and msvcr120.dll must be in the same folder. The executable file and the 2 libraries must be unzipped from CALBION.zip.

The file User\_Guide\_ENBIOCAL.pdf is a complete user's guide with detailed explanations.